

Tabella riassuntiva dei microinfusori per insulina disponibile in Svizzera

Aggiornamento 08/2025 Pagina 1 (di 2)	In affitto secondo la voce EMAp 03.02.01.00.2 HVB Tariffa forfettaria per l'autoconsumo /giorno CHF 10.11 Pompe per insulina (con o senza misurazione continua del glucosio) ¹			
				
Nome del prodotto	Omnipod DASH® Sistema per la gestione insulinica	Omnipod 5®	Accu-Chek® Combo	Accu-Chek® Insight with DBLG1® from Diabeloop
Fabbricante	Insulet	Insulet	Roche	Roche
Dimensioni in cm	3,9 × 5,2 × 1,5 (Pod) 6,3 × 13 × 1 (PDM)	3,9 × 5,2 × 1,45 (Pod)	5,6 × 8,25 × 2,1	5,2 × 8,4 × 1,9
Peso	POD: 26 g senza insulina PDM: 175 g	POD: 26 g senza insulina	110 g	122 g
Catetere	no, set per infusione d'insulina integrato nel pod	no, set per infusione d'insulina integrato nel pod	sì	sì
Terapia di pompa diretta, sostenuta da un sensore	no	sì, con FreeStyle Libre 2 Plus, Dexcom G6, Dexcom G7, con tecnologia SmartAdjust™ integrata nel pod	sì	sì, con il algoritmo DBLG1 autoapprendente y il Dexcom G6 CGM
Serbatoio di insulina	da riempire con insulina ad azione rapida	da riempire con insulina ad azione rapida	serbatoio riempibile	cartuccia preriempita
Capacità massima in unità (U)	200 U (min. 85 U)	200 U (min. 85 U)	315 U	160 U
Set per infusione cannula morbida: Posizionamento:	Teflon angolo 45°	Silikon, Polypropylen (frei von Latex, PVC, DEHP) angolo 45°	Teflon, disponibile singolarmente angolo di inserimento verticale (90°) // obliquo (20–45°)	Teflon, disponibile separatamente angolo di inserimento verticale (90°) // obliquo (20–45°)
Lunghezza della cannula (mm) Sostituzione Lunghezza del catetere (cm)	6,5 mm ogni 3 giorni senza catetere	4-7 mm ogni 3 giorni senza catetere	6, 8, 10 // 13, 17 mm ogni 3 giorni 40, 70, 100 cm	6, 8, 10 // 13, 17 mm ogni 3 giorni 40, 70, 100 cm
Set per infusione cannula d'acciaio: Posizionamento: Lunghezza della cannula (mm) Sostituzione Lunghezza del catetere (cm)	– senza catetere	– senza catetere	acciaio verticale (90°) 6, 8, 10 mm ogni 2 giorni 40, 70, 100 cm	acciaio, disp. separatamente verticale (90°) 6, 8, 10 mm ogni 2 giorni 50, 80, 110 cm
Profili basali	12 profili, 24 segmenti in intervalli di 30 min 30 U per ora Incrementi minimi di basale 0,05 U per ora incl. una basale zero Basale temporanea sì, in percentuale oppure in ora	12 profili, 24 segmenti 30 U per ora 0,05 U per ora incl. una basale zero sì	5 profili 50 U per ora 0,01 U per ora sì	5 profili 25 U pro Stunde 0,01 U per ora sì
Opzioni di bolo	normale prolungato combinato	normale prolungato manuale o automatico momento preciso operiodo determinato	standard prolungato multiwave rapido	standard prolungato multiwave rapido
Telecomando della pompa	sì – per mezzo del Personal Diabetes Manager (PDM)	Sì, tramite l'app Omnipod 5 sul dispositivo di controllo fornito da Insulet.	sì – Accu-Chek Aviva Combo	sì, dispositivo All-in-One per tutte e tre le funzioni (microinfusore, CGM e modalità loop)
Suggeritore di bolo	sì – nel Personal Diabetes Manager (PDM)	sì – integrato nella centralina	sì – integrato nel Diabetes Manager	sì – integrato nel dispositivo DBLG1
Glucometro può essere associato ad una pompa insulinica	non è integrato nella pompa, invece i valori glicemici di qualsiasi glucometro esterno possono essere trasferiti manualmente al PDM	Non integrato nella pompa, ma è possibile trasferire manualmente i valori glicemici nel calcolatore Smart-Bolus (R) da qualsiasi misuratore di glicemia esterno	sì – integrato nel Diabetes Manager	no
Software / App	Glooko Diabass	Glooko	Diabass	Diabass YourLoops
Rimborsi da parte delle assicurazioni di cassa malati	Prescrizione da parte di un diabetologo in caso di diabete mellito instabile o/e quando l'impostazione è la seguente è insoddisfacente con iniezioni multiple (posizione EMAp 03.02.01.00.2)			

Tabella riassuntiva dei microinfusori per insulina disponibile in Svizzera

Aggiornamento 08/2025 Pagina 2 (di 2)	In affitto secondo la voce EMAp 03.02.01.00.2 HVB Tariffa forfettaria per l'autoconsumo /giorno CHF 10.11 Pompe per insulina (con o senza misurazione continua del glucosio) ¹			
				
Nome del prodotto	mylife™ YpsoPump®	MiniMed™ 740G	MiniMed™ 780G solo con CGM	t:slim X2 con tecnologia Control-IQ
Fabbricante	Ypsomed	Medtronic	Medtronic	Tandem Diabetes Care (distribuita da VitalAire)
Dimensioni in cm	4,6 × 7,8 × 1,6	5,8 × 10,2 × 2,8	5,3 × 9,6 × 2,4	7,95 × 5,08 × 1,52
Peso	83 g (batteria e cartuccia inclusa)	117 g senza batteria	113 g (con batteria e riempito con insulina)	112 g (con insulina 300 U)
Tubo flessibile	sì	sì	sì	sì
Terapia di pompa diretta, sostenuta da un sensore	sì, utilizzando l'algoritmo CamAPS FX con Dexcom G6 o FreeStyle Libre 3	SmartGuard™: due possibilità di interruzione automatica per evitare ipoglicemie (interruzione dell'insulina basale pre glucosio basso oppure glucosio basso)	Funzione SmartGuard™: erogazione automatica della insulina basale, correzione automatica dei boli Consegna basale automatizzata, comprese le correzioni automatiche del bolo	sì, con il Dexcom G6 CGMS, Dexcom G7 CGMS
Serbatoio di insulina	ampolla d'insulina pre-riempita, Fiasp® PumpCard® ampolla pre-riempita oppure fiala vuota da riempire	da riempire con insulina rapida	da riempire con insulina rapida	da riempire con insulina rapida (NovoRapid o Humalog)
Capacità massima in unità (U)	160 U	180/300 U	180/300 U	300 U
Set per infusione cannula morbida: Posizionamento:	Teflon verticale (90°)	Teflon verticale (90°) // obliquo (variabile) 6, 9 // 13, 17 mm	Teflon verticale (90°) // obliquo (variabile) 6, 9 // 13, 17 mm	Teflon verticale (90°) // obliquo (variabile 30°) 6, 9 // 13, 17 mm
Lunghezza della cannula (mm)	6, 9 mm	ogni 3 giorni	ogni 3 giorni	ogni 3 giorni
Sostituzione	ogni 3 giorni	45, 60, 80, 110 cm	45, 60, 80, 110 cm	60, 80, 110 cm
Lunghezza del catetere (cm)	45, 60, 80 cm			
Set per infusione cannula: Posizionamento:	acciaio verticale (90°)	acciaio verticale (90°)	acciaio verticale (90°)	acciaio verticale (90°)
Lunghezza della cannula (mm)	5,5 / 8,5 mm	6, 8, 10 mm	6, 8, 10 mm	6, 8 mm
Sostituzione	ogni 2 giorni	ogni 2 giorni	ogni 2 giorni	ogni 2 giorni
Lunghezza del catetere (cm)	45, 60, 80 cm	45, 60, 80 cm	45, 60, 80 cm	60, 80 cm
Profili basali	2 profili	8 profili	8 profili ²	6 profili (basale e bolo)
Basale massima	40 U per ora	35 U per ora	35 U per ora	15 U per ora
Incrementi minimi di basale	0,01 U per ora	0,025 U per ora	sì	0.1 U per ora ³
Basale temporanea	sì	sì	sì	sì, se Control-IQ è spento
Opzioni di bolo	normale prolungato combinato diretto (Blind) con l'app mylife CamAPS FX : normale, diretta con l'app mylife : normale, prolungato, combinato, diretto	normale prolungato combinato	normale bolo di correzione automatico	bolo esteso e bolo rapido
Telecomando della pompa	sì – mylife CamAPS FX App, mylife App	sì – Contour® next link 2.4	no	no
Suggeritore di bolo	sì – mylife CamAPS FX App, mylife App	sì – integrato nella pompa	sì – integrato nella pompa	sì – integrato nella pompa
Glucometro può essere associato ad una pompa insulinica	sì – App mylife CamAPS FX con CGM Dexcom G6 o FreeStyle Libre 3 App mylife con vari misuratori di glicemia e CGM Dexcom G6	sì – può inviare automaticamente un bolo o il risultato del test della glicemia al microinfusore	sì – può inviare il risultato del test della glicemia al microinfusore	
Software	con l'applicazione mylife: mylife Cloud, software mylife, Glooko®	CareLink™	CareLink™	Tidepool, Glooko diassend
App	con mylife CamAPS FX: Glooko® monitoraggio remoto Companion, funzione osservatore SMS, rapporto PDF	Pro o System / Personal	Applicazione MiniMed™ Mobile Applicazione CareLink™ Connect	
Rimborsi da parte delle assicurazioni di cassa malati	Prescrizione da parte di un diabetologo in caso di diabete mellito instabile o/e quando l'impostazione è la seguente è insoddisfacente con iniezioni multiple (posizione EMAp 03.02.01.00.2)			

¹ Ulteriori informazioni sui dispositivi di misurazione del glucosio, comprese le condizioni per l'assunzione delle spese, si trovano nella [tabella riassuntiva dei sistemi di sensori del glucosio](#) disponibili.

MiniMed™ 640G è disponibile come microinfusore o come sistema (microinfusore + CGM), **MiniMed™ 780G** è disponibile solo come sistema (microinfusore + CGM).

² È possibile memorizzare un massimo di 8 profili basali. L'erogazione basale nella funzione SmartGuard™ è regolata in modo permanente sul fabbisogno giornaliero totale di insulina.

³ 0,001 a velocità programmate uguali o superiori a 0,1 U/h